

Nom du Patient : .....

Date de livraison souhaitée: .....

Email du patient: .....

Numéro de téléphone du patient : .....

Sport pratiqué : .....

Voulez-vous une béance de ventilation : .....(Dans le doute, ne pas remplir cette ligne)



Livré en version Blanche en  
version de base  
ou couleur du teintier



Version de base Blanc  
Ref: 58195318

Possibilité de choisir une couleur



Noir  
Ref:  
58195416



Jaune  
Ref:  
4248620



Bleu Turquoise  
Ref:  
42481824



Rouge vif  
Ref:  
58194121



Vert Gazon  
Ref:  
58194430



Bleu Foncé  
Ref:  
58194325



Gris Argent  
Ref:  
58195623



Or  
Ref:  
58195519



Rose  
Ref:  
58194522

Dr:.....  
Adresse.....  
.....  
Code postal ..... Ville.....  
Pays.....  
Tel.....Fax.....  
Email.....

## Instructions Spéciales

**Merci de se référer aux instructions sur notre site à la rubrique Espace Technique pour la prise d'empreintes et la RIM :**

Empreintes alginate ou silicone de qualité prises en haut et en bas à expédier sous 24 heures.

Au maxillaire, obtenir un enregistrement net des surfaces de rétention situées sur la gencive jusqu' au fond du vestibule. Dynamiser les lèvres et les freins une fois le porte-empreinte inséré, pour les marquer dans le matériau d' empreinte. Cela permet d' avoir une vue réelle des surfaces à exploiter, sans les dépasser. Nous conseillons d' utiliser de la cire à boxer autour d' un porte-empreintes .

Pour la relation inter-maxillaire (RIM), utiliser une cire d' occlusion pour un parfait emboîtement des dents du haut et du bas.

Cadre réservé au laboratoire

## Adresse d'expédition des Empreintes

GLOBAL PROTECT - 16, Rue de la République - 69002 Lyon - France  
Tél: + 33 (0)6 81 52 51 25 - Email: [contact@globalprotect.fr](mailto:contact@globalprotect.fr)