



Siège social
Globalprotect SAS - 209 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - France
Tel: + 33 (0) 4 27 11 16 72
www.globalprotect.fr - Siret 520105560200012

global protect

Nom du Patient :

Date de livraison souhaitée:.....Email du patient:



Pas de personnalisation possible sur
le Global Protect® Professional

Adresse d'Expédition des Empreintes

GLOBAL PROTECT SAS – Actimart II Lot 12 – 13851 Aix en Provence – France
Tél: + 33 (0)4 42 97 61 61 / Fax: + 33 (0)4 42 97 20 91 – Email: contact@globalprotect.fr

Global Protect® Professional

Dr:.....

Adresse.....

.....

Code postal Ville.....

Pays.....

Tel.....Fax.....

Email.....

Instructions Spéciales

Merci de se référer aux instructions sur notre site à la rubrique Espace Technique pour la prise d'empreintes et la RIM :

Empreintes alginate ou silicone de qualité prises en haut et en bas à expédier sous 24 heures.

Au maxillaire, obtenir un enregistrement net des surfaces de rétention situées sur la gencive jusqu'au fond du vestibule. Dynamiser les lèvres et les freins une fois le porte-empreinte inséré, pour les marquer dans le matériau d'empreinte. Cela permet d'avoir une vue réelle des surfaces à exploiter, sans les dépasser. Nous conseillons d'utiliser de la cire à boxer autour d'un porte-empreintes . Pour la relation inter-maxillaire (RIM), utiliser une cire d'occlusion pour un parfait emboîtement des dents du haut et du bas.

Instructions spéciales

Couleur

Merci d'entourer la couleur choisie sur le teintier ci-dessous

Attention le rendu final de la protection peut légèrement différer de la couleur choisie



Noir opaque Blanc opaque Incolore Jaune Rose orange Rouge Rose



Vert foncé Jaune vert Bleu clair Bleu foncé